

## Informace pro

Určeno pro: **Lékaře a zdravotní sestry**

### Změna metodiky stanovení Somatotropinu

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

rádi bychom Vás informovali, že od **23.10.2023** dochází ke **změně metodiky stanovení Somatotropinu v krvi**.  
Laboratorní vyšetření bude nově prováděno na přístroji IMMULITE 2000 (výrobce Siemens).  
Současně dochází ke změně referenčního intervalu.

#### **Nové referenční meze:**

Pohlaví	Věk od	do	Dolní ref. mez	Horní ref. mez	Jednotka
Muži	0D	99R+	0,2	9	mU/L
Ženy	0D	99R+	0,2	24	mU/L

Zdroj: Příbalový leták (Siemens, IMMULITE 2000, hGH)

#### **Původní referenční meze:**

Pohlaví	Věk od	do	Dolní ref. mez	Horní ref. mez	Jednotka
M/Ž	0D	99R+	0	20	mU/L

**Odběrový materiál** nezměněn: sérum – gel (hnědý uzávěr) nebo plazma Li-heparin (oranžový uzávěr)

**Frekvence provádění:** Vyšetření bude **nově prováděno 1x týdně** (původně 1x za 2 týdny).

Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.  
Kolektiv ÚLM FNO.



## Fakultní nemocnice Ostrava

### Ústav laboratorní medicíny, OKB

17. listopadu 1790/5 / 708 52 Ostrava-Poruba  
Telefon: +420 597 371 111 / Fax: +420 596 917 340  
E-mail: [posta@fno.cz](mailto:posta@fno.cz) / [www.fno.cz](http://www.fno.cz)

Zdravotnická laboratoř č. M8026 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO 15189

