

Informace pro

Určeno pro: Lékaře a zdravotní sestry

Změna jednotek a referenčního intervalu IgG protilátek proti Receptor-binding doméně S1-proteinu viru SARS-CoV-2

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

rádi bychom Vás informovali, že od **13.12.2021** dochází na ÚLM ke **změně jednotek** ve vydávání výsledků stanovení **IgG protilátek proti Receptor-binding doméně S1-proteinu viru SARS-CoV-2** na automatickém analyzátoru Atellica Solution (Siemens). Se změnou dochází rovněž k **úpravě referenčního intervalu**. Důvodem změny je celosvětová standardizace vyšetření na mezinárodní standard WHO 20/136 pro lepší porovnatelnost výsledků měření mezi různými výrobci diagnostických souprav a měřících systémů a mezi laboratořemi obecně. Nově bude vyšetření vydáváno **v BAU jednotkách (BAU/mL)** = jednotky vazebných protilátek (binding antibody units). Informace o změně referenčního intervalu bude dočasně součástí exportu výsledků, popř. na tištěném výsledkovém listu formou textu.

Upozorňujeme však na podmínky indikace, vykazování a úhrady tohoto laboratorního vyšetření z veřejného zdravotního pojištění.

Nový referenční interval:

negativní	< 21,8 BAU/mL
pozitivní	≥ 21,8 BAU/mL

Pro přepočítání na původní jednotky platí vztah: 1 kU/ml = 21,8 BAU/ml

Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.
Kolektiv ÚLM FNO.



Fakultní nemocnice Ostrava

Ústav laboratorní medicíny, OKB

17. listopadu 1790/5 / 708 52 Ostrava-Poruba
Telefon: +420 597 371 111 / Fax: +420 596 917 340
E-mail: posta@fno.cz / www.fno.cz

Zdravotnická laboratoř č. M8026 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO 15189

