

Změna očekávaných hodnot prokalcitoninu
Kód vyšetření v NIS: 7316
Zkratka v NIS: PCT

Rádi bychom Vás informovali, že výrobce Siemens Healthcare Diagnostics nás informoval, že dojde k úpravě hodnot standardu kalibrační křivky u stanovení prokalcitoninu. **V důsledku toho budou hodnoty ADVIA Centaur PCT asi o 30% nižší oproti hodnotám, které byly dosud. Současně ale nedochází ke změně referenčního intervalu a nemění se klinická kritéria pro interpretaci výsledků.**

Výrobce k této úpravě přistoupil z důvodu harmonizace výsledků PCT u komerčních výrobců. Změna se nejvíce projeví u vyšetření pacientů, kteří budou měřeni současně starou a restandardizovanou metodou, kdy lze očekávat při přechodu 30% pokles hodnot PCT.

Ke změně dochází od **22. 1. 2018**, kdy budou vyšetření prováděny již restandardizovanou soupravou.

Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.
Kolektiv ÚLD.

V Ostravě 16.1.2018