

Informace pro

Určeno pro: Lékaře a zdravotní sestry

Zavedení laboratorního vyšetření stavovení Fibrinových monomerů (FM)

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

rádi bychom Vás informovali, že **od 29.7.2025** bude zavedeno nové laboratorní vyšetření stanovení

Fibrinových monomerů (FM)

Význam vyšetření FM je v diagnostice a monitorování hyperkoagulačních stavů. Solubilní komplexy FM se vyskytují za různých patologických stavů a sledují jak aktivaci koagulačního, tak i fibrinolytického systému. Nachází se zejména u DIC, u rozsáhlých trombóz, plicních embolií, při šoku, při sepsi. U novorozenců mohou být zvýšené hodnoty fibrinových monomerů i za fyziologických podmínek. Výsledek je třeba vždy interpretovat v souladu s klinickým a biologickým stavem pacienta.

Název metody	Ref. rozmezí
Fibrinové monomery	0,10 - 6,00 mg/L

Odběrový materiál:

Vyšetření se provádí z nesrážlivé krve odebrané do zkumavky s obsahem 3,2% citrátu sodného v poměru s krví 1:9. Provádí-li se pouze odběr na hemokoagulační vyšetření první cca 2 - 3 mL krve se nepoužívají. Při odběru se naplní odběrová zkumavka krví **přesně** po nominální hodnotu tzv. rysku a krev se s antikoagulantem důkladně promíchá. Zkumavka se převrátí 5 - 7krát dnem vzhůru. Netřepat! Spolu s žádankou o vyšetření se transportuje do laboratoře při teplotě 15 - 25 °C nejpozději do 2 hodin od odběru.

Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.
Kolektiv pracovníků ÚLM FNO.

Fakultní nemocnice Ostrava

Ústav laboratorní medicíny, OKH

17. listopadu 1790/5 / 708 52 Ostrava-Poruba
Telefon: +420 597 371 111 / Fax: +420 596 917 340
E-mail: posta@fno.cz / www.fno.cz

Zdravotnická laboratoř č M8026 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO 15189

