

Informace pro zaměstnance FNO

Určeno pro: Lékaře a zdravotní sestry

Změna jednotek u metody Schistocytů

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

rádi bychom Vás informovali, že od **1.7.2026** dochází ke změně jednotek u metody Schistocytů - mikroskopického stanovení počtu schistocytů v nátěrech periferní krve.

Původní jednotka	promile
Nová jednotka	počet schistocytů/1000 ery

Výsledek bude tedy nově vyjádřen jako počet schistocytů/1000 erytrocytů.
Tzn. při nález 3 schistocytů bude nově zápis výsledku: 3/1000 ery.

Referenční rozmezí pro danou metodu zůstává stejné - tj. **0 – 5 schistocytů /1000 ery.**
(U dializovaných pacientů, pacientů na ECMO aj. je kritická hodnota 40 /1000ery.)
Stejně jako kritická hodnota: **> 10 schistocytů /1000 ery.**

Ke změně dochází na základě sjednocení s doporučením Laboratorní sekce ČHS JEP.

S pozdravem

MUDr. David Buffa
lékař OKH ÚLM
Tel.: 59 737 4567

Ing. Martin Pulcer, Ph.D., MBA
primář OKH ÚLM
Tel: 59 737 4579

Mgr. Soňa Kolářová
VŠ úseku krevních obrazů a morfologie OKH
Tel.: 59 737 4023

prof. MUDr. David Stejskal, Ph.D., MBA
přednosta ÚLM
Tel.: 59 737 4646

V Ostravě: 25.6.2026

Přednosta ÚLM
funkce odpovědného zaměstnance (podpis)

Fakultní nemocnice Ostrava

Ústav laboratorní medicíny, OKH

17. listopadu 1790/5 / 708 52 Ostrava-Poruba
Telefon: +420 597 371 111 / Fax: +420 596 917 340
E-mail: posta@fno.cz / www.fno.cz

Zdravotnická laboratoř č M8026 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO 15189

