

Informace pro zaměstnance FNO

Určeno pro: Lékaře a zdravotní sestry

Zvedení terapeutického monitorování koncentrací psychofarmak

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte, abychom Vás informovali o zavedení terapeutického monitorování koncentrací další řady psychofarmak.

Referenční rozmezí:

| NÁZEV | µg/l |
|---|-----------|
| fluvoxamin | 60-230 |
| bupropion rozmezí pro aktivní metabolit hydroxybupropion | 850-1500 |
| tiaprid | 1000-2000 |
| brexpiprazol | 40-140 |
| zuklopentixol | 4-50 |
| kariprazin | 5-20 |
| lurasidon | 15-40 |

Pro stanovení použijte skleněnou nebo plastovou zkumavku bez úpravy (doporučená Sarstedt Monovette neutral s granulemi nebo bez granulí). Odběr provádějte, pokud možno, před užitím ranní dávky, v případě podezření na intoxikaci kdykoliv.

s pozdravem

doc. MUDr. Ivana Kacířová, Ph.D.
primář Oddělení klinické farmakologie
Tel: 59 737 4391

prof. MUDr. David Stejskal, Ph.D., MBA
přednosta Ústavu laboratorní medicíny
Tel: 59 737 4646

V Ostravě: 3.7.2026

Přednosta ÚLM

funkce odpovědného zaměstnance (podpis)

Fakultní nemocnice Ostrava

Ústav laboratorní medicíny, OKF

17. listopadu 1790/5 / 708 52 Ostrava-Poruba
Telefon: +420 597 371 111 / Fax: +420 596 917 340
E-mail: posta@fno.cz / www.fno.cz

Zdravotnická laboratoř č M8026 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO 15189

