


Žádanka na koagulační vyšetření

Koagulační laboratoř, tel.: 59 737 3250, 4471

Příjem vzorků a provoz laboratoře: po-pá 07.00-15.00 hodin; následně pouze pohotovostní služba

Vyplňte, prosím, šedá pole.

Jméno pacienta:	
Rodné číslo:	
Pojišťovna:	
Diagnóza:	
IČZ/odbornost	
Datum a čas odběru vzorku:	



razítko a podpis lékaře

Terapie:

Klinický a laboratorní obraz pacienta:

Požadované vyšetření zatrhněte

Poznámka

Screeningové testy a monitorování antitrombotické léčby

Protrombinový test (PT)	Monitorování léčby		Čas od poslední dávky
aPTT	Anti-Xa (LMWH)		hodin
Trombinový čas (TT)	Anti-Xa (fondaparinux)		hodin
Fibrinogen (dle Clause)	PFA-100 kolagen/epinefrin (ASA)		hodin
Antitrombin	PFA-100 P2Y (clopidogrel)		hodin
D-Dimery	Agregace po kationickém propylgalátu (ASA)		hodin
	Verify Now P2Y12 (clopidogrel)		hodin
	Verify Now Aspirin (ASA)		hodin
Fragilita kapilár*	Multiplate Aspitest (ASA)**		hodin
Krvácivost dle Duka*	Multiplate ADP (clopidogrel)**		hodin

Speciální testy

Trombofilie	Primární hemostáza	Lupus antikoagulans [#]	* nutná osobní přítomnost pacienta
Protein C (aktivita)	PFA-100 kolagen/epinefrin	Screeningové testy	
Protein S (volný)	PFA-100 kolagen/ADP	aPTT LA, dRVVT, Kaolinový test, Aktin	** Odběr: plast + hirudin
APC rezistence (APCR)	Multiplate ADP**		*** Odběr: srážlivá krev
	Multiplate TRAP**	Směsné testy (1+1)	
Faktory		aPTT LA, dRVVT, Kaolinový test, Aktin	# V případě patologického nálezu indikují vyšetření v plném rozsahu.
Faktor II	Agregace destiček		
Faktor V	Kolagen	Konfirmační testy	
Faktor VII	ADP	aPTT LA, dRVVT	
Faktor X	Epinefrin		
Faktor VIII (koagulačně)	Ristocetin (0,5 mg/ml)	Fibrinolýza	
Faktor VIII	Ristocetin (1,5 mg/ml)	Plazminogen (aktivita)	
Faktor IX	Kyselina arachidonová	PAI-1 (aktivita)	
Faktor XI	Samovolná agregace	Euglobulinová lýza	
Faktor XII			
Faktor XIII	vW choroba	Diagnostika HIT***	
	vWF:Ag	Protilátky proti komplexu heparin-PF4 (DiaMed)	
Inhibitory	vWF:RiCo	Protilátky proti komplexu heparin-PF4 (ELISA)	
Inhibitor faktoru VIII	Ristocetin (0,5 mg/ml)	Heparinem indukovaná agregace trombocytů	
Inhibitor faktoru IX	Ristocetin (1,5 mg/ml)		
Inhibitor faktoru			

Upozornění:

Příjem materiálu pro vyšetření agregace trombocytů do 13 hodin.

Všechna vyšetření v režimu statim prosím hlase telefonicky

Množství materiálu:

Trombofilní screening 4 zkumavky; 1-4 faktory 1 zkumavka; 4 a více faktorů 2 zkumavky