

## **Změna referenčního rozmezí u NT-proBNP**

### **Kód vyšetření v NIS: 7431**

Rádi bychom Vás informovali, že od **8. 3. 2018** přecházíme na **novou metodu stanovení NT-proBNP** v plazmě.

Se změnou metody souvisí i změna referenčního rozmezí.

<b>Nové referenční rozmezí</b>	
<b>Do 75 let</b>	<b>125 ng/l</b>
<b>Nad 75 let</b>	<b>450 ng/l</b>

Vyšetření se provádí pouze z plazmy (zkumavka s heparinem lithným – oranžový vršek) stejně jako Troponin I-hs.

#### **Indikace vyšetření:**

diagnostika akutního i chronického srdečního selhání, diferenciální diagnostika dušnosti, monitorování terapie srdečního selhání a také jako prognostický marker u pacientů s akutním koronárním syndromem, u kterých jsou hodnoty nad 250 ng/l spojené se špatnou prognózou.

NT-proBNP lze využít i u pediatrických pacientů, ale až po týdnu po narození, protože NT-proBNP se značně zvyšuje během prvních hodin života dítěte. Po prvním týdnu života lze použít cut-off hodnoty pro dospělé.

Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.  
Kolektiv ÚLD.